


	<p>UNIVERSIDADE DO EXTREMO SUL CATARINENSE PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS DA SAÚDE LABORATÓRIO MULTIUSUÁRIOS DO PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS DA SAÚDE</p>				
<p>NORMAS GERAIS DE USO DA SALA DE CULTURA</p>					
<p>TIPO: Formulário Interno</p>	<p>MLSC -NG02</p>	<p>REV.04</p>	<p>DATA: 24/11/2025</p>	<p>APLICAÇÃO:</p>	<p>Laboratório Multiusuários do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde</p>

1. A Sala de Cultura é vinculada ao MULTILAB, portanto, é de uso compartilhado pelos docentes e discentes do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde (PPGCS) da UNESC.
2. A sala de cultura tem por objetivo o fomento de pesquisas desenvolvidas no âmbito do PPGCS da UNESC.
3. A estrutura laboratorial da sala de cultura envolve: 01 microscópio invertido; 01 refrigerador; 03 cabines de fluxo laminar horizontal; 03 estufas incubadoras com atmosfera de CO₂; 01 centrífuga; 01 Contador de células; 02 tanques de nitrogênio líquido; 01 agitador tipo vórtex; 01 bomba aspiradora de líquidos e 01 micro-ondas.
4. Toda estrutura disponível é de uso compartilhado entre os pesquisadores, o MULTILAB fornece lâminas e o corante azul de tripano par utilização no contador de células, caixa de armazenamento de células para utilização do tanque de nitrogênio líquido, álcool 70°GL, hipoclorito de sódio, touca e propé descartável. Esses materiais podem ser solicitados diretamente ao técnico responsável.
5. Para uso da sala de cultura o usuário deve obrigatoriamente ler as Normas Gerais de uso do MULTILAB (ML-NG01), e as Normas Gerais de uso da Sala de Cultura (MLSC-NG01) que podem ser solicitadas através do e-mail multilab@unesc.net, e também disponíveis para *Download* na página dos Laboratórios Multiusuários [Laboratórios Multiusuários | UNESC - Universidade do Extremo Sul Catarinense](#).
6. Para a reserva de utilização da sala de cultura, o usuário deve encaminhar e-mail para o multilab@unesc.net, solicitando o acesso a sala de cultura. O técnico responsável irá verificar junto a vigilância da UNESC a liberação do pesquisador ao laboratório, através de login e senha de cadastro do pesquisador.

	<p>UNIVERSIDADE DO EXTREMO SUL CATARINENSE PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS DA SAÚDE LABORATÓRIO MULTIUSUÁRIOS DO PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS DA SAÚDE</p>				
<p>NORMAS GERAIS DE USO DA SALA DE CULTURA</p>					
<p>TIPO: Formulário Interno</p>	<p>MLSC -NG02</p>	<p>REV.04</p>	<p>DATA: 24/11/2025</p>	<p>APLICAÇÃO:</p>	<p>Laboratório Multiusuários do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde</p>

7. Após liberação da vigilância, o multilab@unesc.net irá encaminhar ao solicitante a confirmação de acesso e adicionará o e-mail institucional (@unesc.net) do mesmo na agenda de uso compartilhado.

8. Ao receber o aceso da agenda, o pesquisador poderá realizar seu agendamento em quaisquer salas disponíveis no momento para realização do seu experimento.



9. Casos de faltas ao horário agendado, sem aviso prévio, e o não cumprimento das normas de uso do MULTILAB, o usuário será advertido pela coordenação do PPGCS, bem como perderá a reserva da sala. Se durante o período da reserva a sala ficar vazia, sem aviso prévio, esta será considerada disponível para um próximo usuário. No caso de recorrência a coordenação do PPGCS terá autonomia para tomar providências cabíveis.

10. Todo usuário deve assinar o controle de utilização da sala de cultura ao entrar e sair da mesma.

11. Os materiais consumíveis e reagentes necessários para a realização do experimento são de responsabilidade do usuário.

12. **Está expressamente vetada, a entrada de qualquer pessoa sem vínculo com a Instituição, ou alguém sem previamente autorização da coordenação do MULTILAB, dentro das dependências da sala de cultura.** Caso haja a necessidade de permanência de pesquisadores sem vínculo com a UNESC, será necessária a autorização prévia pelo Coordenador do MULTILAB.

13. No ambiente da sala de cultura, os usuários da mesma devem estar paramentados com equipamentos de proteção individual – EPI, adequados, os quais são: calça comprida, sapato fechado, jaleco **limpo ou descartável**, luvas de procedimento, touca e propé descartável. **Também devem estar de cabelos**

	<p>UNIVERSIDADE DO EXTREMO SUL CATARINENSE PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS DA SAÚDE LABORATÓRIO MULTIUSUÁRIOS DO PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS DA SAÚDE</p>				
<p>NORMAS GERAIS DE USO DA SALA DE CULTURA</p>					
<p>TIPO: Formulário Interno</p>	<p>MLSC -NG02</p>	<p>REV.04</p>	<p>DATA: 24/11/2025</p>	<p>APLICAÇÃO: Laboratório Multiusuários do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde</p>	

presos, sem ornamentos como pulseiras, anéis, relógios, e não devem estar utilizando cosméticos como maquiagem. Não é permitido comer, beber, fumar, no ambiente da sala de cultura.

14. O MULTILAB não disponibilizará ao usuário da Sala de Cultura, nem sob a forma de empréstimos, materiais tais como luvas de procedimentos, jalecos, canetas, pinceis ou afins.



15. Não é permitida a retirada de qualquer material que pertença a Sala de Cultura das dependências da mesma.

16. O dano ou extravio de materiais da Sala de Cultura durante o período de utilização será de responsabilidade do pesquisador responsável pelo projeto.

17. Não será permitido portar pertences, como, casacos, pastas e bolsas, os quais devem ser guardados no laboratório de pesquisa utilizado pelo pesquisador.

18. Antes de iniciar os procedimentos, e ao terminá-los, deve-se realizar a assepsia das mãos e parte anterior do antebraço: lavagem com água e sabão e descontaminação com álcool etílico 70% (v/v), antes de colocar e após a retirada das luvas de procedimentos.

19. Antes de iniciar o procedimento e ao sair da sala de cultura, o usuário deve sanitizar as superfícies de trabalho. As bancadas deverão ser limpas com água e sabão neutro, seguido da sanitização com álcool etílico 70% (v/v). A câmara interna da cabine de fluxo laminar deve ser limpa e esterilizada com álcool etílico 70% (v/v). Após, deve-se manter, pelo menos por vinte minutos, o fluxo de ar e a lâmpada de ultravioleta, ligados, ao se encerrar as atividades. O usuário ainda deverá organizar as bancadas e todo o material que foi utilizado.

	<div>UNIVERSIDADE DO EXTREMO SUL CATARINENSE</div> <div>PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS DA SAÚDE</div> <div>LABORATÓRIO MULTIUSUÁRIOS DO PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM</div> <div>CIÊNCIAS DA SAÚDE</div>				 <div>PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM</div> <div>Ciências da Saúde</div> <div>UNESC</div>
<div>NORMAS GERAIS DE USO DA SALA DE CULTURA</div>					
<div>TIPO: Formulário</div> <div>Interno</div>	MLSC -NG02	REV.04	DATA: 24/11/2025	<div>APLICAÇÃO:</div> <div>Laboratório Multiusuários do</div> <div>Programa de Pós-Graduação em</div> <div>Ciências da Saúde</div>	



20. Antes de lavar e higienizar os materiais, vidrarias, utilizados na sala de cultura, estes devem ser esterilizados em autoclave durante trinta minutos a 121 °C, 1,2 atm. As culturas contaminadas não devem ser abertas antes do procedimento de autoclavagem. Este material deve ser retirado do laboratório imediatamente em recipientes adequados para autoclave.

21. O técnico responsável deverá realizar monitoramento microbiológico da sala, e das cabines de segurança biológica utilizadas para manipulação de culturas de células. O monitoramento deve ser realizado por meio de pesquisa de microrganismos como fungos e bactérias, podendo-se utilizar para controle ambiental o método de exposição de placas de petri com meios nutritivos específicos para estes microrganismos.

22. Todos os meios de culturas e soluções preparadas na sala de cultura devem ser identificados com etiquetas. Todo material a ser armazenado no refrigerador, nos armários, ou incubado, devem obedecer mesmo critério de identificação padronizada.

23. É vetado descarte de qualquer material sólido dentro da pia. Em caso de acidentes, avisar imediatamente ao técnico responsável pelo setor.

24. Cada usuário é responsável por segregar e acondicionar adequadamente resíduos biológicos e químicos. O MULTILAB disponibiliza na sala de cultura para os materiais biológicos e infectantes lixeiras específicas munidas de sacos plásticos brancos de 30 litros com identificação de risco biológico. Para o descarte de materiais perfurocortante, como seringas e agulhas, deve-se descartar o conjunto todo (não recapear as agulhas) nas caixas disponibilizadas para tal fim. Em caso de lixo contaminado, este deverá ser autoclavado antes de descartado, para então ser acondicionado em sacos plásticos brancos. Depositar todo material contaminado em recipientes apropriados para autoclavação.

	<p>UNIVERSIDADE DO EXTREMO SUL CATARINENSE PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS DA SAÚDE LABORATÓRIO MULTIUSUÁRIOS DO PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS DA SAÚDE</p>				
<p>NORMAS GERAIS DE USO DA SALA DE CULTURA</p>					
<p>TIPO: Formulário Interno</p>	<p>MLSC -NG02</p>	<p>REV.04</p>	<p>DATA: 24/11/2025</p>	<p>APLICAÇÃO:</p>	<p>Laboratório Multiusuários do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde</p>

25. As condições de climatização devem ser controladas. O ar condicionado da Sala de Cultura do MULTILAB deve sempre permanecer ligado a uma temperatura de $18\pm 1^{\circ}\text{C}$, e a umidade da sala deve estar de 40% a 60%, para evitar o crescimento de microrganismos no ambiente.

26. As estufas incubadoras devem sempre estar ajustadas em temperatura de $37\pm 1^{\circ}\text{C}$ e atmosfera de 5% CO_2 , ou conforme técnica utilizada em pesquisa.

27. Deve-se planejar o trabalho a ser realizado de forma segura e responsável. Trabalhe com ética, método, atenção, calma e segurança.